




新手教程

PHICOMM

关于产品



LED显示




配网状态
左右来回变换闪烁



八电极称重
从左到右依次闪烁三次




体脂秤升级画面
“-”符号进度条循环显示



四电极称重
数据闪烁三次




信号灯
常亮：网络已连接
闪烁：网络已断开



充电指示灯
常亮：电已充满
闪烁：正在充电

下载客户端

1. 进入应用商店搜索并下载“斐讯健康”
2. 扫描以下二维码下载并安装客户端




APP下载通道



绑定体脂秤

- ① 确保手机已连接WiFi，且WiFi信号良好
- ② 长按RESET按键5秒，使秤进入配网状态，此时屏幕显示为：0⁰ 交替闪烁，Wi-Fi 信号灯闪烁




- ③ 打开斐讯健康APP, 注册/登录账号后点击“绑定设备”, 首个成员选择配置WiFi 绑定设备, 按照提示完成绑定
- 其他成员可通过扫描已绑定用户的设备二维码进行绑定

注意, 若出现以下情况, 则无法成功配网:

- | | |
|---------------|----------------|
| 1.秤没有处于复位状态; | 2.WiFi密码输入错误; |
| 3.使用了5G频段路由器; | 4.路由器连接已到达上限; |
| 5.WiFi信号弱; | 6.路由器开启无线AP隔离; |
| 7.路由器为双频模式; | 8.路由器处于被保护状态等 |


连接手电极

将手电极连接取出, 一端插入体脂秤电极孔中, 另一端插入手电极电极孔中, 确保手电极和体脂秤保持连接



开始使用

将体脂秤放置在坚硬平坦的地面上。手握手电极, 赤脚上秤, 如图所示, 确保双手手心与手电极上的四个金属电极良好接触, 同时确保双脚与体脂秤上的四个金属电极良好接触。待屏幕上的数字闪烁3次显示稳定后, 会从左到右依次闪烁“0”符号, 待“0000”符号消失重新显示体重数据后完成检测, 此时可通过斐讯健康APP查看身体成分的数据详情



本产品检测的身体成分信息仅作参考, 不作为医疗意见

加热功能

将体脂秤接入电源, APP中开启加热功能等待片刻即可使用, 此功能让用户在低温环境下能更舒适的使用

充电器推荐输出: 5V \approx 1.5A 或 5V \approx 2A

设置称量单位

体脂秤支持“千克”单位。

提示符号

屏幕显示“Lo”说明电池电量不足，请及时充电。

屏幕显示“Err”说明重量超过了秤的最大量程150kg。

注意

- 1.请不要将秤放在潮湿的地板上使用，使用时保持秤面和脚干燥，以防滑倒。
- 2.称重时双脚须站在秤相对中间位置以防体脂秤侧翻。
- 3.请不要将体脂秤放在潮湿的环境中。
- 4.擦拭体脂秤面时需使用湿布和中性清洁剂。
- 5.专业运动员或其他少数特殊情况的人群身体成分测试可能会有所偏差。装有心脏起搏器、处于怀孕和其他移植医疗设备者不建议使用本产品。

产品参数

尺寸：330 x 280 x 15mm

产品净重：2.0kg

称量范围：5kg - 150kg

称重单位：千克

最小分度：50g

无线连接：WiFi

电池容量：2000mAh

外壳材料：进口钢化玻璃
+ABS工程塑料

设备要求：Android 4.4/iOS 8.0
及以上系统

三包凭证

斐讯智能体脂秤售后服务承诺：严格按照《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

在三包有效期内，您可依照本规定享受修理、更换、退货的权利，修理、换货、退货应当凭购机凭证办理。

1.自您购买起7日内，如因主观原因不愿意继续使用产品，且产品不影响二次销售，无人为导致的产品故障，同时保留产品的全部配件，可以提出“7天无理由退货”的申请。

2.自您购买起15日内，斐讯智能体脂秤如遇非人为导致产品故障，经由斐讯售后服务检测确定，免费办理换货服务。

3.自您购买起12个月内，斐讯智能体脂秤如遇非人为导致产品故障，经由斐讯售后服务检测确定，免费进行维修。

如下人为导致产品故障无法享受如上三包服务：
因使用、维护、保管不当或不按照说明书操作而引起的故障
自行拆装产品或非我司授权站的修理引起的故障。
因不可抗力（如火灾、水灾、地震、雷击等）引起的故障无法提供保修凭证，或擅自修改保修凭证等。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴联苯醚(PBDE)
PCB	X	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
金属结构件	X	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
数据线	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求

本产品的“环保使用期限”为10年，其标示如右图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。



使用产品前请仔细阅读本使用说明书并请妥善保管。

智能体脂秤

产品型号：PHICOMM S7

CMIIT ID: 2017DP2720

制造商：上海斐讯数据通信技术有限公司

地址：上海市松江区思贤路3666号

公司网址：<http://www.phicomm.com>

服务电话：4007567567

